


SCHEDA TECNICA

- **Nome prodotto :** copriscarpe antiscivolo
- **Classificazione :** Class I, secondo allegato IX, MDD 93/42/EEC
- **Descrizione :** il copriscarpe in tessuto non tessuto è realizzato in PP, Fatto a macchina, senza elastico, con ottima repellenza all'acqua e alla polvere.
- **Uso previsto:** usato per isolare la polvere e l'acqua, prevenire l'ambiente dall'inquinamento, ampiamente utilizzato in medicina, industria generale, trasformazione alimentare e assistenza domiciliare
- **Materiale :** PP
- **Codice BD/RDM:**1497904
- **Codice CND:** t0208
- **Approvazioni :** CE, ISO 13485
- **Produttore :** Leboo Healthcare Products Limited
- **Paese d'origine :** China
- **Specifica:** Dettagli vedere le specifiche come sotto

NO. TDS-N62K06-S1-V1.0






M C E V O L U T I O N S . R . L .

Codice	taglia	Posizione di misurazione(cm)				peso	Colore	Stile
		A	B	C	D			
N62K06-S1	41*17cm	41	17	/	/	35gsm	Blue	Machine made
Tolerance		±1	±1	/	/	/	/	/

Confezione:

- (1) Requisiti della scatola: cinque strati ondulati
- (2) Quantità di imballaggio: 10 pezzi / rotolo , 100 pezzi /
sacchetto di plastica, 1000 pezzi / ctn
- (3) Dimensioni del cartone: 48 * 30 * 31 cm
- (4) Cartone marrone 5 strati (carta)



Limitazioni d'uso:

- (1) Contatto con oli pesanti, scintille o fiamme;
- (2) Ambiente con condizioni di calore eccessivo.

Conservazione e smaltimento:

- (1) Conservare in condizioni asciutte e pulite nella confezione originale.
- (2) Conservare lontano dalla luce solare diretta, fonte di alta temperatura e vapori di solventi.
- (3) Conservare con un intervallo di temperatura compreso tra -5 °C e + 35 °C e con umidità relativa inferiore all'80%.
- (4) Il periodo di validità è di 60 mesi dalla data di produzione se conservato come indicato sopra.
- (5) Sostituire se danneggiato, fortemente contaminato o in conformità con la pratica locale.
- (6) Maneggiare e smaltire i prodotti contaminati con cura e in conformità con le normative nazionali.



Non lavare



Non stirare



Infiammabile



uso singolo



Non lavare a secco



Non utilizzare se la
confezione è
danneggiata