

Scheda tecnica

Nome prodotto : Camice isolante
Idrorepellente

Modello N. TDS-N61A01-S5-V1.0



Classificazione : Classe I, secondo Allegato IX, MDD 93/42 / CEE

Descrizione : Il camice isolante è realizzato in PP + PE di alta qualità, con una cravatta a collo. Vengono utilizzati polsini bianchi lavorati a maglia o polsini elastici.

Uso previsto : Utilizzato per isolare la polvere e i batteri, prevenire la forfora e la caduta dei capelli.


Materiale : PP + PE

Approvazioni : ISO 13485 , UNI ENI 14126: 2004

Produttore: Leboo Healthcare Products Limited

Paese di origine : Cina

Specifica: dettagli vedere le specifiche come di seguito.




M C E V O L U T I O N S . R . L .

Codice	Size	Measurement Location(cm)				Peso	Colore	Style
		A	B	C	D			
N61A01-S5	120*140cm	120	140	60	20	20gsmPP+15gsm P E	White	Knitted Cuffs
Tolerance		±4	±4	±2	±2	/	/	/

Confezione:

- (1) Requisiti della scatola: cinque strati ondulati
 - (2) Quantità di imballaggio: 10 pezzi / sacchetto di plastica, 100 pezzi / ctn
 - (3) Dimensioni del cartone: 52 * 32 * 37 cm
- Cartone marrone 5 strati (carta)



Limitazioni d'uso (non usare per) :

- (1) Contatto con oli pesanti, scintille o fiamme;
- (2) Ambiente con condizioni di calore eccessivo.

Conservazione e smaltimento :

- (1) Conservare in condizioni asciutte e pulite nella confezione originale.
- (2) Conservare lontano dalla luce solare diretta, fonte di alta temperatura e vapori di solventi.
- (3) Conservare con un intervallo di temperatura compreso tra -5 °C e + 35 °C e con umidità relativa inferiore all'80%.
- (4) Il periodo di validità è di 60 mesi dalla data di produzione se conservato come indicato sopra.
- (5) Sostituire se danneggiato, fortemente contaminato o in conformità con la pratica locale.
- (6) Maneggiare e smaltire i prodotti contaminati con cura e in conformità con le normative nazionali.

M C E V O L U T I O N S . R . L .



non lavare



Infiammabile



Non lavare a secco



non stirare



Monouso



Non utilizzare in
caso di
confezione
danneggiat