

Sinocare

BSX-516



porta USB



FUNZIONE OMS



display largo
lcd



retroilluminazione



spegnimento
automatico



1 anno
garanzia



metodo oscillometrico



memoria per due utenti

Mc care c.da ceramidio, snc- Cirò Marina(kr) 88811


Tel: 0962-35801

Email: info@mccare.net Web: www.mccare.net


Specifiche tecniche

prodotto:	BSX516
circonf polsini:	22cm~32cm(± 5 mm)
Memoria:	2*99 groups memory (Double users) Blood
Misurazione	pressure 0-299mmHg
Range:	Pulse 40-180 beats/min
Precisione:	pressione sanguigna: ± 3 mmHg impulso: $\pm 5\%$ of the reading ABS+LCD digital display
Materiale:	Internal-DC 6V (4*AA) / External-DC6V 0.6A
Modalità di	Temperature: 5°C to 40°C
misurazione:	Umidità: 15% to 85% RH
Condizioni	altitudine pressione: 80Kpa~106Kpa
operative:	Temperature: -20°C to 55°C Umidità: $\leq 93\%$ RH Altitudine pressione: 70Kpa~106Kpa Metodo oscillometrico


Utilizzare metodi e precauzioni




Mantieniti ritassato prima di misurare in silenzio per un momento!



Mantieniti ritassato prima di misurare in silenzio per un momento!



Palmo in atto, mantenere paratteti il tubo di aspirazione e te arterie




Avvtogere satdamente it bracciate intorno at braccio netta direzione opposta, incottare insieme



Metti un dito dentro it è it più appropriato



Tieni it bracciate paratteto at cuore, con i patmi rivotti verso t'atto



Premi it putsante di accensione/spegnimento, ritassati e inizia a misurare



Premi it putsante di accensione/spegnimento, ritassati e inizia a misurare