




Dispositivi medici

Bionaif®

plantare attivo


MADE IN ITALY




 **My Benefit®**
il benessere della salute

Bionaif®

plantare attivo

CARATTERISTICHE

L'unico plantare al mondo realizzato in base al peso corporeo ed al numero della calzatura. Prodotto in polimeri di resina elastica, si adatta al variare della morfologia del piede e della calzatura. La sua particolarità consiste nell'essere un plantare^{3/4}, perfetto per ogni tipo di calzatura. Il plantare è riconosciuto quale dispositivo medico, essendo a tutti gli effetti un'ortesi del piede.



INDICAZIONI

Bionaif Plantare Attivo è indicato per chi soffre delle seguenti patologie:

Piedi	Arti inferiori	Colonna Vertebrale
• Alluce valgo • Piede piatto • Talloniti • Spina calcaneare • Fascite • Neuroma di Morton	• Dolore alle anche • Dolore alle caviglie • Ginocchio varo • Ginocchio valgo	• Cervicalgia • Lombalgia • Basculamento del bacino

Bionaif si calza posizionando il tallone in corrispondenza della conca e allineandolo alla parte posteriore della scarpa. E' consigliato un uso graduale: partendo da 2 ore al giorno, allungare progressivamente i tempi di utilizzo fino a calzarlo tutto il giorno.

Bionaif Plantare Attivo è consigliato per chi passa molte ore in piedi, per chi pratica attività sportiva e chi usa calzature antinfortunistiche. Ispezionare la pianta del piede prima e dopo l'utilizzo, per accertarsi che non vi siano abrasioni o lesioni da sfregamento. Si può lavare con acqua e sapone a temperatura ambiente.

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Riallinea correttamente la colonna vertebrale.

Distribuisce e scarica il peso del corpo, in modo uniforme, in ogni area della pianta del piede: **anteriore, posteriore e laterale.**

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Bionaif®

plantare attivo

		N° DI CALZATURA		Plantare VERDE	Plantare BLU	Plantare NEUTRO
		UOMO	DONNA			
Small	EU	n° 29 - 33		< 25 Kg	26 - 30 Kg	> 30 Kg
Mini	UK	1 - 11				
Piccolo	EU	n° 34 - 38		< 52 Kg	53 - 58 Kg	> 58 Kg
Small	UK	3 to 5½	2½ to 5			
Medio	EU	n° 39 - 42		< 70 Kg	71 - 80 Kg	> 80 Kg
Medium	UK	5½ to 8	5 to 7½			
Grande	EU	n° 43 - 48		< 95 Kg	96 - 105 Kg	> 105 Kg
Large	UK	8 to 13½	7½ to 13			

Bionaif®

plantare attivo Relax

		N° DI CALZATURA		Plantare <i>RELAX</i>
		UOMO	DONNA	
Piccolo	EU	n° 34 - 38		PICCOLO
Small	UK	3 to 5½	2½ to 5	
Medio	EU	n° 39 - 42		MEDIO
Medium	UK	5½ to 8	5 to 7½	
Grande	EU	n° 43 - 48		GRANDE
Large	UK	8 to 13½	7½ to 13	

Bionaif®

Kit Equilibrio

		N° DI CALZATURA		Plantare VERDE + Plantare <i>RELAX</i>	Plantare BLU + Plantare <i>RELAX</i>	Plantare NEUTRO + Plantare <i>RELAX</i>
		UOMO	DONNA			
Piccolo	EU	n° 34 - 38		< 52 Kg	53 - 58 Kg	> 58 Kg
Small	UK	3 to 5½	2½ to 5			
Medio	EU	n° 39 - 42		< 70 Kg	71 - 80 Kg	> 80 Kg
Medium	UK	5½ to 8	5 to 7½			
Grande	EU	n° 43 - 48		< 95 Kg	96 - 105 Kg	> 105 Kg
Large	UK	8 to 13½	7½ to 13			



Espositore da banco

Desk display per plantari




Relazione scientifica



Folder pubblicitario

Bionaif[®]

plantare attivo



**SOSTIENE E RIALLINEA
LA COLONNA VERTEBRALE**



**CONTRIBUISCE A
MIGLIORARE
LA CIRCOLAZIONE
SANGUIGNA**



**FAVORISCE L'ASSETTO
DELLE GINOCCHIA**

**DISTRIBUISCE
IL PESO DEL CORPO
IN MODO OMOGENEO**



Tel.: FAX:
E-Mail:


Nominativo: test prova
Indirizzo:
CAP:
Età: -10

Provincia:
Altezza (cm): 176

E-Mail:
Città:
Telefono:
Peso (Kg): 66

Tel. ufficio:
Calzatura: 45

Statica mercoledì 2 gennaio 2002 3.36.35



Superficie (cm²)
P. Max (g/cm²)
P. Med (g/cm²)
Ang. di appoggio (°)
Ang. baricentrico (°)

	Sx	Dx
Superficie (cm ²)	75,75	69,25
P. Max (g/cm ²)	33,6	28,3
P. Med (g/cm ²)	65,8 %	57,9 %
Ang. di appoggio (°)		
Ang. baricentrico (°)		

Avampiede

Sx

Dx

Superficie (cm²)
Carico (%)
Rapporto RA %

	Sx	Dx
Superficie (cm ²)	35,75	34,25
Carico (%)	17,5	20,6
Rapporto RA %	34,2 %	42,1 %

Retropiede

Sx

Dx

Superficie (cm²)
Carico (%)
Rapporto RA %

	Sx	Dx
Superficie (cm ²)	111,50	103,50
Carico (%)	51,9 %	48,1 %
Rapporto RA %	33,7	32,3

Totali

Sx

Dx

Superficie (cm²)
Carico (Kg)

	Sx	Dx
Superficie (cm ²)	111,50	103,50
Carico (Kg)	51,9 %	48,1 %

Angolo podalico (°)
Asse del piede (°)

	Sx	Dx
Angolo podalico (°)	14,0	14,5
Asse del piede (°)	7,0	7,3

Test baropodometrico con Bionaiif® Plantare Attivo

Bionaiif®
plantare attivo

Tel.: FAX:
E-Mail:


Nominativo: test prova
Indirizzo:
CAP:
Età: -10

Provincia:
Altezza (cm): 176

E-Mail:
Città:
Telefono:
Peso (Kg): 66

Tel. ufficio:
Calzatura: 45

Statica mercoledì 2 gennaio 2002 3.35.33



Superficie (cm²) 178,50
P. Max (g/cm²) 947,3
P. Med (g/cm²) 369,7
Ang. di appoggio (°) 13,4
Ang. baricentrico (°) -6,7

Avampiede Sx Dx

Superficie (cm²) 62,50 44,75
Carico (%) 44,6 19,4
Rapporto RA % 66,3 % 59,3 %

Retropiede Sx Dx

Superficie (cm²) 42,00 29,25
Carico (%) 22,7 13,3
Rapporto RA % 33,7 % 40,7 %

Totali Sx Dx

Superficie (cm²) 104,50 74,00
Carico (Kg) 58,5% 41,5%
44,5 21,5
67,4% 32,6%

Angolo podalico (°) 12,2 14,8
Asse del piede (°) 0,0 13,4

Test baropodometrico senza Bionair® Plantare Attivo

Bionaiif®

plantare attivo

Plantare VERDE



dal n° 29 al 33

< 25 kg
codice PLA.VS



dal n° 34 al 38

< 52 kg
codice PLA.VP



dal n° 39 al 42

< 70 kg
codice PLA.VM



dal n° 43 al 48

< 95 kg
codice PLA.VG



Plantare BLU



dal n° 29 al 33

26-30 kg
cod. PLA.BS



dal n° 34 al 38

53-58 kg
cod. PLA.BP



dal n° 39 al 42

71-80 kg
cod. PLA.BM



dal n° 43 al 48

96-105 kg
cod. PLA.BG



Plantare NEUTRO



dal n° 29 al 33

> 30 kg
cod. PLA.NS



dal n° 34 al 38

> 58 kg
cod. PLA.NP



dal n° 39 al 42

> 80 kg
cod. PLA.NM



dal n° 43 al 48

> 105 kg
cod. PLA.NG

